

DOS-G2

Involucro pompa in acciaio inox

con spazio per massimo 3 pompe P2 per il dosaggio di detersivi liquidi.



- Morsettiera a 12 poli per un collegamento semplice

Codice EAN: 4002512614870 / Numero di materiale: 05572530 /
Vecchio numero di materiale: 59170079D

Classe appartenenza prodotto	
Lavatrici	•
Classe appartenenza apparecchi/accessori	
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
Categoria di prodotto	
Sistema di dosaggio	•
Caratteristiche del prodotto	
Allacciamento elettrico	OHNE
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	540
Misura esterna, larghezza netta in mm	540
Misura esterna, profondità netta in mm	190
Misura esterna, altezza lorda in mm	185
Misura esterna, larghezza lorda in mm	540
Misura esterna, profondità lorda in mm	540

DOS-G2

Involucro pompa in acciaio inox

con spazio per massimo 3 pompe P2 per il dosaggio di detersivi liquidi.

Codice EAN: 4002512614870 / Numero di materiale: 05572530 /
Vecchio numero di materiale: 59170079D



Peso netto [kg]	2,30
Peso lordo in kg	2,50