

DOS-P2  
Pompa di dosaggio  
con tubo e lancia.



- Per l'incasso nell'alloggiamento delle pompe di dosaggio DOS G2

Codice EAN: 4002512615075 / Numero di materiale: 05573160 /  
Vecchio numero di materiale: 59170080D

<b>Classe appartenenza prodotto</b>	
Lavatrici	•
<b>Classe appartenenza apparecchi/accessori</b>	
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
<b>Categoria di prodotto</b>	
Sistema di dosaggio	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Allacciamento elettrico	OHNE
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	540
Misura esterna, larghezza netta in mm	540
Misura esterna, profondità netta in mm	190
Misura esterna, altezza lorda in mm	210
Misura esterna, larghezza lorda in mm	550
Misura esterna, profondità lorda in mm	550
Peso netto [kg]	1,30
Peso lordo in kg	3,30

DOS-P2  
Pompa di dosaggio  
con tubo e lancia.