

E 801/1

Inserto

per il supporto ottimale di 8 bicchieri per risciacqui orali.



- Adatto per 8 bicchieri per risciacquo, max. Ø 75 mm
- Rivestito in Rilsan

Codice EAN: 4002513220650 / Numero di materiale: 05673820 /
Vecchio numero di materiale: 68580102D

Classe appart. prodotto	
Termodisinfezioni	•
Appartenenza degli apparecchi	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Categoria prodotto	
Altro inserto	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Filo met. rivestito in Rilsan
Colore	Bianco
Campo di applicazione	
Trattamento di strumenti odontoiatrici	•
Capacità	
Bicchierini di risciacquo [numero]	8
Allacciamento elettrico	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	155
Misura esterna, larghezza netta in mm	200
Misura esterna, profondità netta in mm	320
Misura esterna, altezza lorda in mm	270
Misura esterna, larghezza lorda in mm	510
Misura esterna, profondità lorda in mm	240
Peso netto in kg	1,00
Peso lordo in kg	1,50