

E 477  
Fermi  
per microstrumenti.



- Utilizzabile in bacinelle con maglia larga 5 mm
- 20 pezzi per confezione

Codice EAN: 4002513239119 / Numero di materiale: 05692390 /  
Vecchio numero di materiale: 69747701D

<b>Classe appart. prodotto</b>	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
<b>Appartenenza degli apparecchi</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Categoria prodotto</b>	
Altri accessori	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Plastica
Colore	Grigio
<b>Campo di applicazione</b>	
Trattamento di strumenti MIC	•
Trattamento di strumenti oftalmici	•
<b>Allacciamento elettrico</b>	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	0
Misura esterna, larghezza netta in mm	0
Misura esterna, profondità netta in mm	0
Misura esterna, altezza lorda in mm	12
Misura esterna, larghezza lorda in mm	80
Misura esterna, profondità lorda in mm	120
Peso netto in kg	0,03
Peso lordo in kg	0,04