

E 476
Supporto
per microstrumenti con Ø 4-8 mm.



- Utilizzabile in filtri con maglia larga 5 mm
- 50 pezzi per confezione

Codice EAN: 4002513239454 / Numero di materiale: 05692400 /
Vecchio numero di materiale: 69747601D

| Classe appart. prodotto | |
|--|----------|
| Termodisinfettori | • |
| Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina | • |
| Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina | • |
| Appartenenza degli apparecchi | |
| G 7823 | • |
| G 7824 | • |
| G 7825 | • |
| G 7826 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| G 7831 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8581 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8591 | • |
| PG 8592 | • |
| PWD 8531 | • |
| PWD 8532 | • |
| Categoria prodotto | |
| Supporto | • |
| Caratteristiche del prodotto | |
| Materiale | Plastica |
| Colore | Grigio |
| Campo di applicazione | |
| Trattamento di strumenti MIC | • |
| Trattamento di strumenti oftalmici | • |
| Trattamento di strumenti odontoiatrici | • |
| Allacciamento elettrico | |
| Numero fasi | 0 |
| Tensione in V | 0 |
| Frequenza in Hz | 0 |
| Potenza massima assorbita in kW | 0,00 |
| Protezione in A | 0 |
| Dimensioni e peso | |
| Misura esterna, altezza netta in mm | 0 |
| Misura esterna, larghezza netta in mm | 0 |
| Misura esterna, profondità netta in mm | 0 |
| Misura esterna, altezza lorda in mm | 12 |
| Misura esterna, larghezza lorda in mm | 80 |
| Misura esterna, profondità lorda in mm | 120 |
| Peso netto in kg | 0,07 |
| Peso lordo in kg | 0,08 |