


E 470

Ugello iniettore

per l'inserimento in carrelli a iniezione, Ø 2,5 x 90 mm.



- Adatto per carrelli iniettori, avvitabile
- Adatto ad es. per flaconi, matracci di Erlenmeyer e palloni

Codice EAN: 4002513248814 / Numero di materiale: 05701580 /
Vecchio numero di materiale: 69547001D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Categoria di prodotto	
Ugello iniettore	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Filo met. rivestito in Rilsan, Acciaio inox
Colore	Acciaio inox, Bianco
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0-0
Frequenza in Hz	0-0
Potenza massima assorbita in kW	0,00-0,00
Protezione in A	0-0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	90
Misura esterna, larghezza netta in mm	3
Misura esterna, profondità netta in mm	3
Misura esterna, altezza lorda in mm	12
Misura esterna, larghezza lorda in mm	100
Misura esterna, profondità lorda in mm	150
Diametro in mm	3
Peso netto in kg	0,02
Peso lordo in kg	0,03