

E 908/1

Inserto

per il supporto ottimale di strumenti MIC scomponibili o ottici.



- Larghezza maglia 8 x 1 mm (fondo), lati chiusi
- Suddivisione interna regolabile con 4 astine
- Gancio per appendere in E 906/1

Codice EAN: 4002513252286 / Numero di materiale: 05704010 /
Vecchio numero di materiale: 69590802D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8536	•
Categoria di prodotto	
Inserto/modulo per strumenti MIC	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Nero
Campo di applicazione	
Trattamento di strumenti MIC	•
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	130
Misura esterna, larghezza netta in mm	460
Misura esterna, profondità netta in mm	36
Misura esterna, altezza lorda in mm	150
Misura esterna, larghezza lorda in mm	505
Misura esterna, profondità lorda in mm	100
Peso netto in kg	0,68
Peso lordo in kg	0,85