

A 19
Coperchio
per fissare oggetti delicati.



- Piastra forata 7 x 7 x 3 mm
- Per l'inserto E 969

Codice EAN: 4002513298758 / Numero di materiale: 05746210 /
Vecchio numero di materiale: 69796901D

Classe appart. prodotto	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Appartenenza degli apparecchi	
PG 8527	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Categoria prodotto	
Coperchio	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Allacciamento elettrico	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	18
Misura esterna, larghezza netta in mm	251
Misura esterna, profondità netta in mm	351
Misura esterna, altezza lorda in mm	70
Misura esterna, larghezza lorda in mm	275
Misura esterna, profondità lorda in mm	515
Peso netto in kg	0,55
Peso lordo in kg	0,70