

E 131/1

Inserto

per disporre in modo ottimale 5 cestini e bacinelle reniformi.



- Adatto per 5 cestini o bacinelle reniformi
- Dotato di 6 supporti, altezza: 160 mm mm, distanza: 80 mm mm

Codice EAN: 4002513317336 / Numero di materiale: 05771030 /
Vecchio numero di materiale: 69513102D

Classe appart. prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Appartenenza degli apparecchi	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Categoria prodotto	
Inserto per cestini	•
Inserto per bacinelle reniformi/bacinelle	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Distanza asticelle in mm	80
Altezza asticelle in mm	160
Campo di applicazione	
Trattamento di bacinelle reniformi	•
Trattamento di strumenti da sala operatoria	•
Capacità	
Bacinelle reniformi [numero]	5
Allacciamento elettrico	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	168
Misura esterna, larghezza netta in mm	180
Misura esterna, profondità netta in mm	495
Misura esterna, altezza lorda in mm	185
Misura esterna, larghezza lorda in mm	200
Misura esterna, profondità lorda in mm	530
Peso netto in kg	0,61
Peso lordo in kg	0,90