


E 965

Inserto

per il supporto ottimale di becher da 250 - 600 ml.



- Dotato di 15 x 3 aste di sostegno per becher fino a 250 -600 ml

Codice EAN: 4002513369229 / Numero di materiale: 05848290 /
Vecchio numero di materiale: 69596501D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8527	•
Categoria di prodotto	
Inserto/modulo per becher	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Capacità	
Per becher [numero]	98
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	173
Misura esterna, larghezza netta in mm	357
Misura esterna, profondità netta in mm	522
Misura esterna, altezza lorda in mm	280
Misura esterna, larghezza lorda in mm	540
Misura esterna, profondità lorda in mm	560
Peso netto in kg	2,07
Peso lordo in kg	2,86