

E 963

Inserto

per il supporto ottimale di becher fino a 250 ml.



- Dotato di 33 x 3 aste di sostegno per becher fino a 250 ml

Codice EAN: 4002513369236 / Numero di materiale: 05848300 /
Vecchio numero di materiale: 69596301D

Classe appart. prodotto	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Appartenenza degli apparecchi	
PG 8527	•
Categoria prodotto	
Inserto/modulo per becher	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Capacità	
Per becher [numero]	98
Allacciamento elettrico	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	155
Misura esterna, larghezza netta in mm	357
Misura esterna, profondità netta in mm	522
Misura esterna, altezza lorda in mm	285
Misura esterna, larghezza lorda in mm	550
Misura esterna, profondità lorda in mm	530
Peso netto in kg	1,58
Peso lordo in kg	1,70