


E 960/1

Inserto

per il supporto ottimale di beute a collo largo



- Dotato di 20 ganci a molla grandi e 26 piccoli
- Adatto per beute a collo largo e cilindri graduati

Codice EAN: 4002513400953 / Numero di materiale: 05892360 /
Vecchio numero di materiale: 69596002D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8527	•
Categoria di prodotto	
Inserto/modulo per vetreria a collo largo	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Capacità	
Matracci di Erlenmeyer [numero]	46
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	185
Misura esterna, larghezza netta in mm	357
Misura esterna, profondità netta in mm	522
Misura esterna, altezza lorda in mm	280
Misura esterna, larghezza lorda in mm	530
Misura esterna, profondità lorda in mm	560
Peso netto in kg	0,80
Peso lordo in kg	0,90