

FP 20

Filtro

per trattamento di manipoli e contrangoli per l'uso di AUF 1/AUF 2.



- Per evitare blocchi dovuti a microparticelle
- Porosità 2
- 20 piastre filtro per unità

Codice EAN: 4002513505498 / Numero di materiale: 06059480 /
Vecchio numero di materiale: 69751201D

Classe appartenenza prodotto	
Termodisinfettori	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
Caratteristiche del prodotto	
Colore	Bianco
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	30
Misura esterna, larghezza netta in mm	100
Misura esterna, profondità netta in mm	125
Misura esterna, altezza lorda in mm	28
Misura esterna, larghezza lorda in mm	125
Misura esterna, profondità lorda in mm	167
Diametro in mm	30
Peso netto in kg	0,06
Peso lordo in kg	0,10