


E 902/1

Carrello

per disporre in modo ottimale max 3 set di chirurgia mininvasiva per sala operatoria in sistema modulare.



- Adatto per 6 moduli con ugelli/ adattatori integrati
- Livello sup. e inf. liberi per disporre inserti, ad es. E 142
- Con allacciamento per asciugatura ad aria calda
- Listello con magneti per riconos. aut. carrello (incl. magneti ML)
- Contemporanea pulizia di cestini e set MIC-OP

Codice EAN: 4002513505542 / Numero di materiale: 06059530 /  
Vecchio numero di materiale: 69590202D

<b>Classe appartenenza prodotto</b>	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
<b>Classe appartenenza degli apparecchi</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Categoria di prodotto</b>	
Carrelli per strumenti MIC	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
<b>Campo di applicazione</b>	
Trattamento di strumenti MIC	•
<b>Capacità</b>	
Cestini DIN [numero]	3
Cestini SPRI [numero]	1
Set MIC [numero]	3
<b>Allacciamento elettrico standard</b>	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	620
Misura esterna, larghezza netta in mm	640
Misura esterna, profondità netta in mm	790
Misura esterna, altezza lorda in mm	650
Misura esterna, larghezza lorda in mm	650
Misura esterna, profondità lorda in mm	800
Peso netto in kg	24,00
Peso lordo in kg	34,00
<b>Confezione</b>	
E 362 Vite cieca [numero]	6
E 444 Tamburo per cavo luce a fibra ottica/tubi di aspirazione [numero]	3
E 445 – 12 cappucci per boccola di lavaggio E 442, apertura con Ø 6 mm [numero]	2
E 446 – 12 cappucci per boccola di lavaggio E 443, apertura con Ø 10 mm [numero]	1
E 905/1 Inserto modulare per strumenti MIC corti [numero]	3
E 906/1 Inserto modulare per strumenti MIC lunghi [numero]	3
Tubo in silicone da 2 m Ø 5 mm	•
Listello con magneti per il riconoscimento automatico del carrello (con magnete) [numero]	1