


A 7/1

Base per piastra forata  
con frangigetto per il lavaggio delicato di oggetti delicati.



- Foro 7 x 7 mm, asta 3 mm
- Utilizzabile per E 775/1, E 735/1 ed E 701/1

Codice EAN: 4002513531169 / Numero di materiale: 06097000 /  
Vecchio numero di materiale: 69500702D

<b>Classe appartenenza prodotto</b>	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
<b>Classe appartenenza degli apparecchi</b>	
G 7825	•
G 7826	•
<b>Categoria di prodotto</b>	
Base	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
<b>Campo di applicazione</b>	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Trattamento di strumenti da sala operatoria	•
<b>Allacciamento elettrico standard</b>	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	1
Misura esterna, larghezza netta in mm	473
Misura esterna, profondità netta in mm	543
Misura esterna, altezza lorda in mm	10
Misura esterna, larghezza lorda in mm	510
Misura esterna, profondità lorda in mm	620
Peso netto in kg	1,20
Peso lordo in kg	1,30