


A 9/1

Base per piastra forata  
con frangigetto per il lavaggio delicato di oggetti delicati.



- Foro 7 x 7 mm, asta 3 mm

Codice EAN: 4002513531176 / Numero di materiale: 06097010 /  
Vecchio numero di materiale: 69500902D

<b>Classe appartenenza prodotto</b>	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
<b>Classe appartenenza degli apparecchi</b>	
PG 8527	•
<b>Categoria di prodotto</b>	
Base	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
<b>Campo di applicazione</b>	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
<b>Allacciamento elettrico standard</b>	
Numero fasi	0
Tensione in V	0-0
Frequenza in Hz	0-0
Potenza massima assorbita in kW	0,00-0,00
Protezione in A	0-0
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	1
Misura esterna, larghezza netta in mm	773
Misura esterna, profondità netta in mm	573
Misura esterna, altezza lorda in mm	10
Misura esterna, larghezza lorda in mm	870
Misura esterna, profondità lorda in mm	590
Peso netto in kg	1,70
Peso lordo in kg	1,80