


A 9/1

Base per piastra forata
con frangigetto per il lavaggio delicato di oggetti delicati.



- Foro 7 x 7 mm, asta 3 mm

Codice EAN: 4002513531176 / Numero di materiale: 06097010 /
Vecchio numero di materiale: 69500902D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8527	•
Categoria di prodotto	
Base	•
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0-0
Frequenza in Hz	0-0
Potenza massima assorbita in kW	0,00-0,00
Protezione in A	0-0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	1
Misura esterna, larghezza netta in mm	773
Misura esterna, profondità netta in mm	573
Misura esterna, altezza lorda in mm	10
Misura esterna, larghezza lorda in mm	870
Misura esterna, profondità lorda in mm	590
Peso netto in kg	1,70
Peso lordo in kg	1,80