


E 550

Carrello

per la pulizia di strumenti a 1 livello.



- Dotabile di diversi inserti
- Listello con magneti per ric. autom. carrello (senza magneti ML)
- Dimensioni di carico: H 481, L 482, P 587 mm

Codice EAN: 4002513792577 / Numero di materiale: 06415970 /
Vecchio numero di materiale: 69555001D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 7823	•
G 7824	•
Categoria di prodotto	
Carrello per inserti	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di strumenti da sala operatoria	•
Capacità	
Cestini DIN [numero]	2
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	250
Misura esterna, larghezza netta in mm	530
Misura esterna, profondità netta in mm	645
Misura esterna, altezza lorda in mm	550
Misura esterna, larghezza lorda in mm	640
Misura esterna, profondità lorda in mm	650
Peso netto in kg	6,80
Peso lordo in kg	7,80
Confezione	
Listello con magneti per il riconoscimento automatico del carrello (senza magneti) [numero]	1