

E 474/4 Carrello base per disporre in modo ottimale max 2 set di chirurgia mininvasiva in sistema modulare.

[numero]



- Per il supporto di strumenti cavi in moduli da 3 inserti
- Con allacciamento per asciugatura ad aria calda
- Per supporto di: E 903, E 905, E 906, E 444, E 460, E 457, E 142
- Supporto per ML/2 per ricon. carrello/controllo braccio irroratore

Codice EAN: 4002513805536 / Numero di materiale: 06439160 / Vecchio numero di materiale: 69547405D

Vecchio numero di materiale: 6954/405D	
Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicir	na •
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8536	•
Categoria di prodotto	
Carrelli per strumenti MIC	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di strumenti MIC	•
Trattamento di strumenti odontoiatrici	•
Capacità	
Set MIC [numero]	2
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	507
Misura esterna, larghezza netta in mm	535
Misura esterna, profondità netta in mm	515
Misura esterna, altezza lorda in mm	540
Misura esterna, larghezza lorda in mm	540
Misura esterna, profondità lorda in mm	630
Peso netto in kg	10,17
Peso lordo in kg	10,17
Confezione	
E 362 Vite cieca [numero]	2
E 447 Adattatore femmina, per Luer-Lock maschio	3