

## U 184/1 Cesto inferiore per disporre provette da centrifuga, vial e provette.



- Dotato di 96 ugelli iniettori
- Utilizzabile solo con cesto superiore O 175 / O 187 / O 184
- Altezza di carico: ca. 170 mm mm

Vecchio numero di materiale: 69118403D	1391807
Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8536	•
Categoria di prodotto	
Cesto iniettore	•
Cesto inferiore	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Nero
Altezza di carico max. in mm	170
Campo di applicazione	
Trattamento di pipette/fiale	•
Trattamento di provette	•
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	250
Misura esterna, larghezza netta in mm	515
Misura esterna, profondità netta in mm	531
Misura esterna, altezza lorda in mm	270
Misura esterna, larghezza lorda in mm	525
Misura esterna, profondità lorda in mm	540
Peso netto in kg	5,00
Peso lordo in kg	6,00
Confezione	
ID 90, Ugello iniettore Ø 2,5 mm, lunghezza 90 mm [numero]	96

Codice EAN: 4002513805659 / Numero di materiale: 06439180 /