

E 436/3

Carrello

per disporre in modo ottimale ca. 3 set per anestesia.



- Adatto per ca. 3 set per anestesia
- 8 ugelli con supp. a molla, per tubicini resp., lungh. max. 1,5m
- Disposizione su spirale
- Con allacciamento per asciugatura ad aria calda
- Supporto per ML/2 per ricon. carrello/controllo braccio irrigatore

Codice EAN: 4002513805673 / Numero di materiale: 06439240 /
Vecchio numero di materiale: 69543604D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8536	•
Categoria di prodotto	
Carrelli per strumenti anestetici	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di strumenti anestetici	•
Capacità	
Set AN [numero]	3
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	507
Misura esterna, larghezza netta in mm	535
Misura esterna, profondità netta in mm	535
Misura esterna, altezza lorda in mm	510
Misura esterna, larghezza lorda in mm	540
Misura esterna, profondità lorda in mm	520
Peso netto in kg	6,60
Peso lordo in kg	7,00
Confezione	
E 430/1 Cestino 1/3 [numero]	1
E 431 Ugello iniettore per soffiato, Ø 8 x 193 mm [numero]	1
E 432 Supporto per tubi respiratori [numero]	1
E 433 Supporto per tubi respiratori in silicone [numero]	2
E 434 Supporto per tubi respiratori per bambini [numero]	1
E 466 Ugello iniettore 8 x 333 mm, per pallone di ambu [numero]	6
E 496 Ugello iniettore 4 x 120 mm [numero]	10