

E 427

Inserto

per il supporto ottimale di 6 laringoscopi.



- Per 6 laringoscopi

Codice EAN: 4002513808209 / Numero di materiale: 06442120 /  
Vecchio numero di materiale: 69542701D

<b>Classe appartenenza prodotto</b>	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
<b>Classe appartenenza degli apparecchi</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Categoria di prodotto</b>	
Inserto/modulo per strumenti anestetici	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
<b>Campo di applicazione</b>	
Trattamento di strumenti anestetici	•
<b>Allacciamento elettrico standard</b>	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	92
Misura esterna, larghezza netta in mm	210
Misura esterna, profondità netta in mm	134
Misura esterna, altezza lorda in mm	164
Misura esterna, larghezza lorda in mm	245
Misura esterna, profondità lorda in mm	250
Peso netto in kg	0,90
Peso lordo in kg	1,00