


U 874/1

Cesto inferiore

per disporre diversi inserti e cestini.



- L'altezza di carico può variare secondo i diversi cesti superiori
- Supporto per listello con magneti ML/2 per ric. automat. carrello

Codice EAN: 4002513808919 / Numero di materiale: 06442940 /  
Vecchio numero di materiale: 69187403D

<b>Classe appartenenza prodotto</b>	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
<b>Classe appartenenza degli apparecchi</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Categoria di prodotto</b>	
Lafette/supporto per cesti	•
Cesto inferiore	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
<b>Campo di applicazione</b>	
Tattamento di vetreria da laboratorio	•
Tattamento di strumenti MIC	•
Tattamento di strumenti ginecologici	•
Tattamento di strumenti otorinolaringoiatrici	•
Tattamento di zoccoli da sala operatoria	•
Tattamento di bacinelle	•
Tattamento di bacinelle reniformi	•
Tattamento di strumenti da sala operatoria	•
Tattamento di cestini	•
Tattamento di utensili vari	•
<b>Allacciamento elettrico standard</b>	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	50
Misura esterna, larghezza netta in mm	531
Misura esterna, profondità netta in mm	515
Misura esterna, altezza lorda in mm	100
Misura esterna, larghezza lorda in mm	530
Misura esterna, profondità lorda in mm	545
Peso netto in kg	2,10
Peso lordo in kg	2,97