

E 715/1

Carrello

per disporre in modo ottimale max 4 set AN o 12 tubi di resp. (1,5m) e accessori



- Disposizione dei tubi di respirazione sulla spirale
- Con allacciamento per asciugatura ad aria calda
- Listello con magneti per ric. autom. carrello (senza magnete ML)

Codice EAN: 4002513872699 / Numero di materiale: 06491890 /  
Vecchio numero di materiale: 69571502D

<b>Classe appartenenza prodotto</b>	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
<b>Classe appartenenza degli apparecchi</b>	
G 7825	•
G 7826	•
<b>Categoria di prodotto</b>	
Carrelli per strumenti anestetici	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Nero
<b>Campo di applicazione</b>	
Trattamento di strumenti anestetici	•
<b>Capacità</b>	
Set AN [numero]	4
<b>Allacciamento elettrico standard</b>	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	530
Misura esterna, larghezza netta in mm	600
Misura esterna, profondità netta in mm	645
Misura esterna, altezza lorda in mm	560
Misura esterna, larghezza lorda in mm	640
Misura esterna, profondità lorda in mm	680
Peso netto in kg	9,70
Peso lordo in kg	10,00
<b>Confezione</b>	
E 430/1 Cestino 1/3 [numero]	1
E 431 Ugello iniettore per soffiato, Ø 8 x 193 mm [numero]	1
E 432 Supporto per tubi respiratori [numero]	1
E 433 Supporto per tubi respiratori in silicone [numero]	3
E 434 Supporto per tubi respiratori per bambini [numero]	1
E 466 Ugello iniettore 8 x 333 mm, per pallone di ambu [numero]	6
E 496 Ugello iniettore 4 x 120 mm [numero]	15
Listello con magneti per il riconoscimento automatico del carrello (senza magnete) [numero]	1