

E 729

Inserto

per disporre in modo ottimale 4-5 set per interventi oftalmici su 3 livelli.



- 2 livelli per disporre i 4 cestini DIN
- 1 livello con 16 o 30 ugelli iniettori
- Possibilità di allacciamento per E 478/1 al tubo di afflusso
- Con allacciamento per asciugatura ad aria calda
- Listello con magneti per ric. autom. carrello (senza magneti ML)

Codice EAN: 4002513893274 / Numero di materiale: 06517580 /
Vecchio numero di materiale: 69572901D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 7825	•
G 7826	•
Categoria di prodotto	
Carrelli per strumenti oftalmici	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Nero
Campo di applicazione	
Trattamento di strumenti oftalmici	•
Capacità	
Cestini DIN [numero]	4
Cestini SPRI [numero]	2
Set da sala operatoria per microstrumentario [numero]	4-5
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	471
Misura esterna, larghezza netta in mm	530
Misura esterna, profondità netta in mm	600
Misura esterna, altezza lorda in mm	680
Misura esterna, larghezza lorda in mm	560
Misura esterna, profondità lorda in mm	650
Peso netto in kg	14,40
Peso lordo in kg	16,40
Confezione	
E 476 Supporto [numero]	1
E 477 Aggancio [numero]	1
E 790 Elementi di raccordo Luer-Lock femmina-femmina [numero]	8
E 791 Elementi di raccordo Luer-Lock femmina-maschio [numero]	8
Listello con magneti per il riconoscimento automatico del carrello (senza magneti) [numero]	1