

E 479

Supporto

per microstrumenti con max Ø 4 mm.



- Utilizzabile in bacinelle con maglia larga 5 mm
- 50 pezzi per confezione

Codice EAN: 4002513918175 / Numero di materiale: 06553750 /  
Vecchio numero di materiale: 69747901D

<b>Classe appartenenza prodotto</b>	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
<b>Classe appartenenza degli apparecchi</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Categoria di prodotto</b>	
Supporto	•
<b>Campo di applicazione</b>	
Trattamento di strumenti MIC	•
Trattamento di strumenti oftalmici	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Plastica
Colore	Trasparente
<b>Allacciamento elettrico standard</b>	
Numero fasi	0
Tensione in V	0-0
Frequenza in Hz	0-0
Potenza massima assorbita in kW	0,00-0,00
Protezione in A	0-0
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	5
Misura esterna, larghezza netta in mm	21
Misura esterna, profondità netta in mm	21
Misura esterna, altezza lorda in mm	95
Misura esterna, larghezza lorda in mm	110
Misura esterna, profondità lorda in mm	80
Peso netto in kg	0,20
Peso lordo in kg	0,24