

E 494
 Inserto
 per il supporto lento di 5 piastre microtitolo.



Codice EAN: 4002513926064 / Numero di materiale: 06570920 /
 Vecchio numero di materiale: 69549401D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Categoria di prodotto	
Altro inserto	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Trattamento di utensili vari	•
Capacità	
Piastre microtitolo [numero]	5
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	35
Misura esterna, larghezza netta in mm	205
Misura esterna, profondità netta in mm	440
Misura esterna, altezza lorda in mm	100
Misura esterna, larghezza lorda in mm	265
Misura esterna, profondità lorda in mm	180
Peso netto in kg	0,85
Peso lordo in kg	1,00