


A 12/1

Inserto

con frangigetto per il lavaggio delicato di oggetti delicati.



- Con fori 7 x 7 mm
- Utilizzabile nel cesto superiore e inferiore
- Utilizzo consigliato nella PG 8536

Codice EAN: 4002513975697 / Numero di materiale: 06629670 /  
Vecchio numero di materiale: 69501203D

<b>Classe appartenenza prodotto</b>	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
<b>Classe appartenenza degli apparecchi</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Categoria di prodotto</b>	
Base	•
Telaio	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
<b>Campo di applicazione</b>	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
<b>Allacciamento elettrico standard</b>	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	1
Misura esterna, larghezza netta in mm	224
Misura esterna, profondità netta in mm	429
Misura esterna, altezza lorda in mm	75
Misura esterna, larghezza lorda in mm	280
Misura esterna, profondità lorda in mm	510
Peso netto in kg	0,37
Peso lordo in kg	0,56