


E 522/1

Inserto

per il supporto ottimale di 9 porta impronte.



- Dotato di 9 supporti

Codice EAN: 4002514072722 / Numero di materiale: 06697010 /
Vecchio numero di materiale: 68552202D

Classe appart. prodotto	
Termodisinfettori	•
Appartenenza degli apparecchi	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Categoria prodotto	
Inserto/modulo per strumenti odontoiatrici	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di strumenti odontoiatrici	•
Capacità	
Cucchiai per impronte [numero]	9
Allacciamento elettrico	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	140
Misura esterna, larghezza netta in mm	100
Misura esterna, profondità netta in mm	190
Misura esterna, altezza lorda in mm	170
Misura esterna, larghezza lorda in mm	245
Misura esterna, profondità lorda in mm	240
Peso netto in kg	0,26
Peso lordo in kg	0,36