

E 405/1

Carrello

per disporre in modo ottimale max 38 pipette, allacc. per asciug. ad aria calda.



- Adatto per 38 pipette in ?? file
- 1° fila: 10 pipette da 100 ml (max 550 mm), distanza astine 20 mm
- 2. fila: 14 pipette da 25 ml, distanza astine 26 mm
- 3° fila: 14 pipette da 10 ml, distanza astine 26 mm
- Supporto per ML/2 per ricon. carrello/controllo braccio irroratore

Codice EAN: 4002514087078 / Numero di materiale: 06727920 /
Vecchio numero di materiale: 69540502D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8535	•
PG 8536	•
Categoria di prodotto	
Carrelli con allacciamento per asciugatura ad aria calda	•
Carrello per pipette	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Nero
Campo di applicazione	
Trattamento di pipette/fiale	•
Capacità	
Pipette [numero]	38
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	502
Misura esterna, larghezza netta in mm	535
Misura esterna, profondità netta in mm	517
Misura esterna, altezza lorda in mm	500
Misura esterna, larghezza lorda in mm	540
Misura esterna, profondità lorda in mm	530
Peso netto in kg	6,20
Peso lordo in kg	8,10