

E 139/1

Inserto

per il supporto ottimale di provette fino a 12 x 200 mm.



- Per provette da 12 x 200 mm
- Suddiviso in 6 flaconi
- Larghezza maglie 9 x 9 mm
- Utilizzabile nel cesto inferiore
- Compreso coperchio A 13

Codice EAN: 4002514231082 / Numero di materiale: 06907660 /
Vecchio numero di materiale: 69513902D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Categoria di prodotto	
Inserto/modulo per provette	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Numero di scomparti	6
Campo di applicazione	
Trattamento di provette	•
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Capacità	
Provette [numero]	200
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0-0
Frequenza in Hz	0-0
Potenza massima assorbita in kW	0,00-0,00
Protezione in A	0-0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	243
Misura esterna, larghezza netta in mm	200
Misura esterna, profondità netta in mm	230
Misura esterna, altezza lorda in mm	245
Misura esterna, larghezza lorda in mm	245
Misura esterna, profondità lorda in mm	265
Peso netto in kg	1,26
Peso lordo in kg	1,29
Confezione	
Coperchi A 13 [numero]	1