

PG 8597

Depuratore a sistema alternato

Depuratore a sist.alter. per prelievo continuo di acqua addolcita fino a 40° dH.



- App. libero posizionamento con rotelle, riv. in plastica
- Portata: continua 19 l/min, max. 30 l/min
- 2 contenitori con 4,5 l di resina ciascuno, 1 contenitore per 20 kg di sale
- Libero posizionamento con rotelle, carica dall'alto
- continua 19 l/min, max. 30 l/min
- 1 contenitore per 20kg di sale, 2 contenitori per 4,5 l di resina
- Sistema 2 camere con comando per carico, funz. senza elettricità
- Sistema 2 camere con comando per carico, funz. senza elettricità
- L'apparecchio è dotato di un allacciamento idrico

Codice EAN: 4002514256283 / Numero di materiale: 06943120 / Vecchio numero di materiale: 69859701D

Classe appartenenza prodotto	
Lavastoviglie a liscivia unica	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Termodisinfettori	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PTD 704	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
Categoria di prodotto	
Trattamento dell'acqua	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Plastica
Colore	Bianco
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0-0
Frequenza in Hz	0-0
Potenza massima assorbita in kW	0,00-0,00
Protezione in A	0-0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	570
Misura esterna, larghezza netta in mm	360
Misura esterna, profondità netta in mm	360
Misura esterna, altezza lorda in mm	680
Misura esterna, larghezza lorda in mm	375
Misura esterna, profondità lorda in mm	380

PG 8597

Depuratore a sistema alternato

Depuratore a sist.alter. per prelievo continuo di acqua addolcita fino a 40° dH.

Codice EAN: 4002514256283 / Numero di materiale: 06943120 /
Vecchio numero di materiale: 69859701D

Peso netto in kg	19,00
Peso lordo in kg	26,70

