

E 907/1

Cestino

per il supporto ottimale di vari strumenti in piccoli pezzi.



- Con coperchio per minuteria
- Larghezza maglia 3 x 1 mm
- Gancio per appendere in E 905/1 ed E 903/1

Codice EAN: 4002514256320 / Numero di materiale: 06943820 /
Vecchio numero di materiale: 69590702D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
Categoria di prodotto	
Cestino	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0-0
Frequenza in Hz	0-0
Potenza massima assorbita in kW	0,00-0,00
Protezione in A	0-0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	48
Misura esterna, larghezza netta in mm	129
Misura esterna, profondità netta in mm	170
Misura esterna, altezza lorda in mm	70
Misura esterna, larghezza lorda in mm	155
Misura esterna, profondità lorda in mm	230
Peso netto in kg	0,30
Peso lordo in kg	0,37