

E 915/3

Carrello

per disporre in modo ottimale ca. 7 set AN o 20 tubi di respirazione e accessori



- Disposizione dei tubi di respirazione sulla spirale
- Sistema a iniezione
- Con allacciamento per asciugatura ad aria calda
- Listello con magneti per il riconoscimento automatico del carrello (incl. magneti)

Codice EAN: 4002514257983 / Numero di materiale: 06943870 /
Vecchio numero di materiale: 69591504D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8527	•
PG 8528	•
Categoria di prodotto	
Carrelli con allacciamento per asciugatura ad aria calda	•
Carrelli per strumenti anestetici	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di strumenti anestetici	•
Capacità	
Set AN [numero]	7
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0-0
Frequenza in Hz	0-0
Potenza massima assorbita in kW	0,00-0,00
Protezione in A	0-0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	637
Misura esterna, larghezza netta in mm	640
Misura esterna, profondità netta in mm	790
Misura esterna, altezza lorda in mm	780
Misura esterna, larghezza lorda in mm	670
Misura esterna, profondità lorda in mm	810
Peso netto in kg	25,00
Peso lordo in kg	25,00
Confezione	
E 142 Inserto 1/2, cestino DIN [numero]	1
E 431 Ugello iniettore per soffiato, Ø 8 x 193 mm [numero]	1
E 466 Ugello iniettore 8 x 333 mm, per pallone di ambu [numero]	10
E 496 Ugello iniettore 4 x 120 mm [numero]	18
E 916 Supporto per 5 tubi respiratori [numero]	1
E 917 Supporto per 5 tubi respiratori in silicone [numero]	4
E 918 Supporto per 5 tubi respiratori per bambini [numero]	1
Supporti a molla Ø 12 mm, per tubi respiratori lunghi max 1,5 m [numero]	20
Listello con magneti per il riconoscimento automatico del carrello (con magnete) [numero]	1