


U 546

Cesto

con bordo rialzato basso per disporre in modo ottimale 36 bicchieri fino a 23 cm.



- Con 36 scomparti
- Dimensioni scomparti: 73 mm x 73 mm
- Incluso set estensori composto da estensore corto e lungo
- Bordo rialzato regol. in altezza tramite estensore fino a 23 cm
- Larghezza 50 cm, profondità 50 cm, larghezza con lati Gastronorm 53 cm


Codice EAN: 4002514278728 / Numero di materiale: 06984130 /
Vecchio numero di materiale: 67654601D

Classe appartenenza prodotto	
Lavastoviglie ad acqua pulita	•
Lavastoviglie a liscivia unica	•
Lavastoviglie a liscivia unica a passaggio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

U 546

Cesto

con bordo rialzato basso per disporre in modo ottimale 36 bicchieri fino a 23 cm.



Codice EAN: 4002514278728 / Numero di materiale: 06984130 /
Vecchio numero di materiale: 67654601D

Categoria di prodotto	
Cesto per bicchieri	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Plastica
Colore	Blu, Verde
Numero di scomparti	36
Larghezza scomparti in mm	73
Lunghezza scomparti in mm	73
Capacità	
Bicchieri fino a 140–175 mm di altezza [numero]	36
Bicchieri fino a 200–230 mm di altezza [numero]	36
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0-0
Frequenza in Hz	0-0
Potenza massima assorbita in kW	0,00-0,00
Protezione in A	0-0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	266
Misura esterna, larghezza netta in mm	500
Misura esterna, profondità netta in mm	500
Misura esterna, altezza lorda in mm	260
Misura esterna, larghezza lorda in mm	540
Misura esterna, profondità lorda in mm	520
Peso netto in kg	2,90
Peso lordo in kg	3,40