


U 547

Cesto

con bordo rialzato basso per disporre in modo ottimale 49 bicchieri fino a 23 cm.



- Con 49 scomparti
- Dimensioni scomparti: 63 mm x 63 mm
- Incluso set estensori composto da estensore corto e lungo
- Bordo rialzato regol. in altezza tramite estensore fino a 23 cm
- Larghezza 50 cm, profondità 50 cm, larghezza con lati Gastronorm 53 cm


Codice EAN: 4002514278780 / Numero di materiale: 06984210 /  
Vecchio numero di materiale: 67654701D

Classe appartenenza prodotto	
Lavastoviglie ad acqua pulita	•
Lavastoviglie a liscivia unica	•
Lavastoviglie a liscivia unica a passaggio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

U 547

Cesto

con bordo rialzato basso per disporre in modo ottimale 49 bicchieri fino a 23 cm.



Codice EAN: 4002514278780 / Numero di materiale: 06984210 /  
Vecchio numero di materiale: 67654701D

<b>Categoria di prodotto</b>	
Cesto per bicchieri	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Plastica
Colore	Blu, Rosso
Numero di scomparti	49
Larghezza scomparti in mm	63
Lunghezza scomparti in mm	63
<b>Capacità</b>	
Bicchieri fino a 140–175 mm di altezza [numero]	49
Bicchieri fino a 200–230 mm di altezza [numero]	49
<b>Allacciamento elettrico standard</b>	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	266
Misura esterna, larghezza netta in mm	500
Misura esterna, profondità netta in mm	500
Misura esterna, altezza lorda in mm	170
Misura esterna, larghezza lorda in mm	190
Misura esterna, profondità lorda in mm	260
Peso netto in kg	3,60
Peso lordo in kg	4,01