

E 792

Tubo in silicone con connettore
per il collegamento di attacchi Luer-Lock, femmina.



- Con collegamento Luer-Lock maschio
- Lunghezza 160 mm
- 4 tubi in silicone per confezione

Codice EAN: 4002514283029 / Numero di materiale: 06989160 /
Vecchio numero di materiale: 69779201D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoria di prodotto	
Altri accessori	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Trasparente
Campo di applicazione	
Trattamento di strumenti MIC	•
Trattamento di strumenti oftalmici	•
Trattamento di strumenti a corpo cavo	•
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	0
Misura esterna, larghezza netta in mm	0
Misura esterna, profondità netta in mm	160
Misura esterna, altezza lorda in mm	140
Misura esterna, larghezza lorda in mm	260
Misura esterna, profondità lorda in mm	150
Peso netto in kg	0,20
Peso lordo in kg	1,00