

U 534

Cesto

con bordo rialzato basso per disporre in modo ottimale 16 bicchieri fino a 20 cm.



- Con 16 scomparti
- Dimensioni scomparti: 113 mm x 113 mm
- Incluso set estensori composto da estensore corto e lungo
- Bordo rialzato regol. in altezza tramite estensore fino a 20 cm
- Largh. 50, prof. 50 cm, larghezza con lati Gastronorm 53 cm

Codice EAN: 4002514289052 / Numero di materiale: 06997120 /
Vecchio numero di materiale: 67653401D

Classe appartenenza prodotto	
Lavastoviglie ad acqua pulita	•
Lavastoviglie a liscivia unica	•
Lavastoviglie a liscivia unica a passaggio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

U 534

Cesto

con bordo rialzato basso per disporre in modo ottimale 16 bicchieri fino a 20 cm.



Codice EAN: 4002514289052 / Numero di materiale: 06997120 /
Vecchio numero di materiale: 67653401D

Categoria di prodotto	
Cesto per bicchieri	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Plastica
Colore	Blu, Giallo
Numero di scomparti	16
Larghezza scomparti in mm	113
Lunghezza scomparti in mm	113
Capacità	
Bicchieri fino a 110–140 mm di altezza [numero]	16
Bicchieri fino a 175–200 mm di altezza [numero]	16
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	233
Misura esterna, larghezza netta in mm	500
Misura esterna, profondità netta in mm	500
Misura esterna, altezza lorda in mm	260
Misura esterna, larghezza lorda in mm	520
Misura esterna, profondità lorda in mm	530
Peso netto in kg	2,80
Peso lordo in kg	3,30