

E 949
Modulo
per il supporto ottimale di 8 aghi e punte per trapani.



- Dotato di 8 supporti per aghi intramidollari*
- Dotato di 6 prolunghe per aghi intramidollari**

* I supporti sono premontati.

** Le prolunghe sono allegate sciolte.

Codice EAN: 4002514312040 / Numero di materiale: 07025320 /
Vecchio numero di materiale: 69594901D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8527	•
PG 8528	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di strumenti ortopedici da sala operatoria	•
Capacità	
Trapani endomidollari [numero]	8
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0-0
Frequenza in Hz	0-0
Potenza massima assorbita in kW	0,00-0,00
Protezione in A	0-0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	115
Misura esterna, larghezza netta in mm	352
Misura esterna, profondità netta in mm	558
Misura esterna, altezza lorda in mm	290
Misura esterna, larghezza lorda in mm	530
Misura esterna, profondità lorda in mm	560
Peso netto in kg	35,00
Peso lordo in kg	45,00