

E 515/1

Carrello

per disporre in modo ottimale ca. 3 set per anestesia.



- Adatto per 9 tubi di respirazione lunghi max. 1,5 m e accessori
- Disposizione dei tubi di respirazione a spirale
- Dotato di cestino E 430
- Con allacciamento per asciugatura ad aria calda
- Listello con magneti per ric. autom. carrello (senza magneti ML)

Codice EAN: 4002514312149 / Numero di materiale: 07026590 /
Vecchio numero di materiale: 69551502D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 7824	•
Categoria di prodotto	
Carrelli con allacciamento per asciugatura ad aria calda	•
Carrelli per strumenti anestetici	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di strumenti anestetici	•
Capacità	
Set AN [numero]	3
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	500
Misura esterna, larghezza netta in mm	530
Misura esterna, profondità netta in mm	645
Misura esterna, altezza lorda in mm	550
Misura esterna, larghezza lorda in mm	550
Misura esterna, profondità lorda in mm	640
Peso netto in kg	13,50
Peso lordo in kg	15,50
Confezione	
E 430/1 Cestino 1/3 [numero]	1
E 431 Ugello iniettore per soffiato, Ø 8 x 193 mm [numero]	1
E 432 Supporto per tubi respiratori [numero]	1
E 433 Supporto per tubi respiratori in silicone [numero]	3
E 434 Supporto per tubi respiratori per bambini [numero]	1
E 466 Ugello iniettore 8 x 333 mm, per pallone di ambu [numero]	6
E 495 Ugello iniettore 2,5 x 90 mm [numero]	3
E 496 Ugello iniettore 4 x 120 mm [numero]	15
Supporti a molla Ø 12 mm, per tubi respiratori lunghi max 1,5 m [numero]	9
Listello con magneti per il riconoscimento automatico del carrello (senza magneti) [numero]	1