

E 478/1

Supporto

per la pulizia ottimale di 4 cannule a lume stretto (cannule di Sautter).



- Dotato di piastra filtrante in acciaio inox (FP-ED)

Codice EAN: 4002514496948 / Numero di materiale: 07292920 /
Vecchio numero di materiale: 69747802D

Classe appart. prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Appartenenza degli apparecchi	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8536	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoria prodotto	
Supporto	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Tattamento di strumenti MIC	•
Tattamento di strumenti oftalmici	•
Capacità	
Strumenti a corpo cavo [numero]	4
Allacciamento elettrico	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	0
Misura esterna, larghezza netta in mm	0
Misura esterna, profondità netta in mm	0
Misura esterna, altezza lorda in mm	80
Misura esterna, larghezza lorda in mm	95
Misura esterna, profondità lorda in mm	110
Peso netto in kg	0,19
Peso lordo in kg	0,23