

O 190/2 Cesto superiore per disporre diversi inserti.



- Altezza di carico: 215 mm mm
- Con braccio irroratore con magneti integrati
- Magnete per uso sensore braccio irroratore di PG 8535, PG 8536

Codice EAN: 4002514556185 / Numero di materiale: 07333050 / Vecchio numero di materiale: 69119002D

veccilio fidifiero di friateriale. 09 i 19002D	
Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8535	•
PG 8536	•
Categoria di prodotto	
Lafette/supporto per cesti	•
Cesto superiore	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Altezza di carico max. in mm	215
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	265
Misura esterna, larghezza netta in mm	531
Misura esterna, profondità netta in mm	475
Misura esterna, altezza lorda in mm	285
Misura esterna, larghezza lorda in mm	540
Misura esterna, profondità lorda in mm	555
Peso netto in kg	2,40
Peso lordo in kg	3,19