

O 191/2  
Cesto superiore  
per disporre cestini.



- Altezza di carico: 115 +/- 20 mm
- Larghezza carico: 480 mm
- Profondità carico: 450 mm
- Con braccio irroratore con magneti integrati sopra il cesto
- Magnete per uso sensore braccio irroratore di PG 8535, PG 8536

Codice EAN: 4002514556192 / Numero di materiale: 07333060 /  
Vecchio numero di materiale: 69119102D

<b>Classe appartenenza prodotto</b>	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
<b>Classe appartenenza degli apparecchi</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Categoria di prodotto</b>	
Lafette/supporto per cesti	•
Cesto superiore	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
<b>Capacità</b>	
Cestini DIN [numero]	2
<b>Allacciamento elettrico standard</b>	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	180
Misura esterna, larghezza netta in mm	531
Misura esterna, profondità netta in mm	475
Misura esterna, altezza lorda in mm	540
Misura esterna, larghezza lorda in mm	270
Misura esterna, profondità lorda in mm	525
Peso netto in kg	2,40
Peso lordo in kg	3,30