

O 173/1

Cesto superiore
per disporre zoccoli OP.



- Adatto per 8 zoccoli ospedalieri fino al 41
- Con braccio irroratore con magneti integrati
- Magnete per uso sensore braccio irroratore di PG 8535, PG 8536

Codice EAN: 4002514556222 / Numero di materiale: 07333090 /
Vecchio numero di materiale: 69117302D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8535	•
PG 8536	•
Categoria di prodotto	
Inserto per zoccoli da sala operatoria	•
Cesto superiore	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di zoccoli da sala operatoria	•
Capacità	
Zoccoli da sala operatoria [numero]	8
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	195
Misura esterna, larghezza netta in mm	531
Misura esterna, profondità netta in mm	475
Misura esterna, altezza lorda in mm	540
Misura esterna, larghezza lorda in mm	270
Misura esterna, profondità lorda in mm	525
Peso netto in kg	2,40
Peso lordo in kg	3,30