

E 429/1

Carrello

per il lavaggio ottimale di microstrumenti (oftalmici), per 2-4 set da sala operatoria.



- Con braccio irroratore con magneti integrati
- Livello 1: ad es. 4 x inserto E441/1 o 2 x inserto E142 per liv.
- Livello 2 a sx: 20 allacciamenti per strumenti cavi
- Liv. 2 a destra: 16 adatt. Luer-Lock, maschio, tubo orizzontale
- Supporto per ML/2 per ricon. carrello/controllo braccio irroratore

Codice EAN: 4002514556253 / Numero di materiale: 07333120 /
Vecchio numero di materiale: 69542902D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8535	•
Categoria di prodotto	
Carrelli per strumenti oftalmici	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di strumenti oftalmici	•
Capacità	
Set da sala operatoria per microstrumentario [numero]	2-4
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	520
Misura esterna, larghezza netta in mm	540
Misura esterna, profondità netta in mm	540
Misura esterna, altezza lorda in mm	530
Misura esterna, larghezza lorda in mm	550
Misura esterna, profondità lorda in mm	550
Peso netto in kg	2,40
Peso lordo in kg	3,30
Confezione	
E 476 Supporto [numero]	1
E 477 Aggancio [numero]	1
E 790 Elementi di raccordo Luer-Lock femmina-femmina [numero]	8
E 791 Elementi di raccordo Luer-Lock femmina-maschio [numero]	8