

E 931

Inserto

per disporre in modo ottimale max 20 zoccoli ospedalieri fino al 48.



- Adatto per il carrello E 975/2 nei livelli inferiori e superiori
- Dotato di 20 supporti
- Capacità totale per carico: 40 zoccoli OP (20 paia)

Codice EAN: 4002514598444 / Numero di materiale: 07439490 /
Vecchio numero di materiale: 69593101D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8527	•
PG 8528	•
Categoria di prodotto	
Inserto per zoccoli da sala operatoria	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di zoccoli da sala operatoria	•
Capacità	
Zoccoli da sala operatoria [numero]	20
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	254
Misura esterna, larghezza netta in mm	586
Misura esterna, profondità netta in mm	752
Misura esterna, altezza lorda in mm	275
Misura esterna, larghezza lorda in mm	605
Misura esterna, profondità lorda in mm	765
Peso netto in kg	4,35
Peso lordo in kg	4,70