

E 942/3

Modulo

per disporre in modo ottimale max 116 pipette.



- Adatto per 116 pipette fino a 580 mm
- Dimensioni scomparti ?? x ??

Codice EAN: 4002514605036 / Numero di materiale: 07459390 /
Vecchio numero di materiale: 69594204D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8527	•
PG 8528	•
Categoria di prodotto	
Inserito/modulo per pipette	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di pipette/fiale	•
Capacità	
Pipette [numero]	116
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0-0
Frequenza in Hz	0-0
Potenza massima assorbita in kW	0,00-0,00
Protezione in A	0-0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	279
Misura esterna, larghezza netta in mm	558
Misura esterna, profondità netta in mm	352
Misura esterna, altezza lorda in mm	420
Misura esterna, larghezza lorda in mm	550
Misura esterna, profondità lorda in mm	570
Peso netto in kg	35,00
Peso lordo in kg	45,00