

E 947/2

Modulo

per lavare ad es. 88 provette da centrifuga, fiale o provette.



- Dotato di 88 ugelli, 2,5 x 110 mm

Codice EAN: 4002514605074 / Numero di materiale: 07459430 /  
Vecchio numero di materiale: 69594703D

<b>Classe appartenenza prodotto</b>	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
<b>Classe appartenenza degli apparecchi</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Categoria di prodotto</b>	
Inserto/modulo per provette	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Nero
<b>Campo di applicazione</b>	
Trattamento di pipette/fiale	•
<b>Capacità</b>	
Provette [numero]	88
<b>Allacciamento elettrico standard</b>	
Numero fasi	0
Tensione in V	0-0
Frequenza in Hz	0-0
Potenza massima assorbita in kW	0,00-0,00
Protezione in A	0-0
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	170
Misura esterna, larghezza netta in mm	558
Misura esterna, profondità netta in mm	352
Misura esterna, altezza lorda in mm	290
Misura esterna, larghezza lorda in mm	530
Misura esterna, profondità lorda in mm	560
Peso netto in kg	5,00
Peso lordo in kg	6,00