

E 555/2

Carrello

per la pulizia di strumenti a 2 livelli.



- Dimensioni di carico dal basso: H 210, L 487, P 592 mm
- Dimensioni di carico dall'alto: H 219, L 495, P 548 mm
- Listello con magneti per ric. autom. carrello (senza magneti ML)
- Possibili diversi carichi

Codice EAN: 4002514606248 / Numero di materiale: 07460290 /
Vecchio numero di materiale: 69555503D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 7823	•
G 7824	•
Categoria di prodotto	
Carrello per inserti	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di bacinelle	•
Trattamento di bacinelle reniformi	•
Trattamento di biberon	•
Trattamento di strumenti da sala operatoria	•
Trattamento di container	•
Capacità	
Cestini DIN [numero]	4
Cestini SPRI [numero]	2
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	298
Misura esterna, larghezza netta in mm	530
Misura esterna, profondità netta in mm	645
Misura esterna, altezza lorda in mm	650
Misura esterna, larghezza lorda in mm	550
Misura esterna, profondità lorda in mm	640
Peso netto in kg	10,00
Peso lordo in kg	12,00
Confezione	
Listello con magneti per il riconoscimento automatico del carrello (senza magneti) [numero]	1