

E 521/2

Inserto

per il supp. ottimale di 7 pinze di estraz. ortop. maxillof. o pinze tecniche.



- Dimensioni scomparti: 21 x 80 mm
- Anche per pinze p.es. di podologia

Codice EAN: 4002514616438 / Numero di materiale: 07476430 /  
Vecchio numero di materiale: 68552103D

<b>Classe appartenenza prodotto</b>	
Termodisinfettori	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
<b>Classe appartenenza degli apparecchi</b>	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
<b>Categoria di prodotto</b>	
Inserto/modulo per strumenti odontoiatrici	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
<b>Campo di applicazione</b>	
Trattamento di strumenti odontoiatrici	•
<b>Capacità</b>	
Pinze [numero]	7
<b>Allacciamento elettrico standard</b>	
Numero fasi	0
Tensione in V	0-0
Frequenza in Hz	0-0
Potenza massima assorbita in kW	0,00-0,00
Protezione in A	0-0
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	135
Misura esterna, larghezza netta in mm	100
Misura esterna, profondità netta in mm	189
Misura esterna, altezza lorda in mm	120
Misura esterna, larghezza lorda in mm	175
Misura esterna, profondità lorda in mm	220
Peso netto in kg	0,42
Peso lordo in kg	0,46